

95536.4925 Pinworm Collection - Spanish

Copy of version 1.0 (approved and current)

**Last Approval or
Periodic Review Completed** 3/23/2026

**Next Periodic Review
Needed On or Before** 3/23/2027

Effective Date 4/7/2025

Controlled Copy ID 589371

Location Lab Test Directory

Organization LGH Main Lab - Lancaster General Hospital

Approval and Periodic Review Signatures

Type	Description	Date	Version	Performed By	Notes
Periodic review	Remote Laboratory Manager	3/23/2026	1.0	<i>Leah Nady</i> Leah Nady	
Periodic review	Lab Testing Liaison-Manager Remote Services and Outreach	3/23/2026	1.0	<i>Leah Nady</i> Leah Nady	
Approval	Remote Laboratory Manager	4/7/2025	1.0	<i>Leah Nady</i> Leah Nady	
Approval	Manager Ambulatory Laboratory Testing	4/7/2025	1.0	<i>Antoine Estevez</i> Antoine Estevez	

Signatures from prior revisions are not listed.

Version History

Version	Status	Type	Date Added	Date Effective	Date Retired
1.0	Approved and Current	Initial version	4/4/2025	4/7/2025	Indefinite

Pinworm Collection - Spanish

95536.49251.0
4/7/2025

TITLE: PINWORM COLLECTION – SPANISH

Muestra de oxiuros

Que NO hacer antes de tomar la muestra:




- NO Bañarse en regadera o tina
- NO Hacer del baño
- NO Limpiar el área del recto
- No aplicar nada sobre la piel alrededor del recto

Cómo tomar la muestra

La mejor hora para tomar una muestra es a primera hora en la mañana. Asegúrese de tener listo el tubo de la muestra

1. Lávese las manos
2. Tome la palita por la punta de la tapa. **NO TOQUE LA PALITA.**
3. La parte pegajosa de la palita está marcada con las palabras “sticky side”
4. Abra las piernas de manera que sus glúteos (nalgas) no se toquen
5. Presione el lado pegajoso de la palita contra su ano. Haga esto varias veces para asegurarse de tomar una buena muestra.
6. Coloque la palita con la muestra dentro del tubo asegurándose de cerrar bien la tapa.
7. Lávese las mano
8. Escriba en el tubo de muestra su nombre, fecha de nacimiento, y la fecha y hora cuando tomó la muestra



¿Qué debe hacer con su muestra?

Mantenga el tubo con su muestra a temperatura ambiente. Llévelo al laboratorio lo más pronto que pueda.

TITLE: PINWORM COLLECTION – SPANISH

Muestra de oxiuros

Que NO hacer antes de tomar la muestra:



- NO Bañarse en regadera o tina
- NO Hacer del baño
- NO Limpiar el área del recto
- No aplicar nada sobre la piel alrededor del recto

Cómo tomar la muestra utilizando el ParaClick®

La mejor hora para tomar una muestra es a primera hora en la mañana. Asegúrese de tener listo el kit.

1. Lávese las manos

2. Saque el dispositivo de la bolsa.

3. Quite la película protectora al área adhesiva - **NO TOQUE EL ADHESIVO.**


4. Abra las piernas de manera que sus glúteos (nalgas) no se toquen.

5. Presione el **área adhesiva** contra su ano. Haga esto varias veces para asegurarse de tomar una buena muestra.

6. Doble el dispositivo hasta escuchar un clic, para sellar y proteger la muestra

7. Lávese las manos

8. Escriba en el dispositivo doblado **su nombre, fecha de nacimiento, y la fecha y hora** cuando tomó la muestra.



¿Qué debe hacer con su muestra?

Mantenga el dispositivo con la muestra a temperatura ambiente. Llévelo al laboratorio lo más pronto que pueda